

USO CORRECTO DE TERMÓMETROS INFRARROJOS



PROTÉGETE DEL CORONAVIRUS

Medir la temperatura corporal de las personas es una medida para evitar el contagio por COVID-19, sin embargo por sí misma no basta para evitar el contagio, ya que si una persona han sido infectada puede que se encuentre en el periodo de incubación, que no muestre síntomas aparentes al principio del curso de la enfermedad, que sea asintomática o que oculten la fiebre mediante antipiréticos.

Medidas para tomar la temperatura corporal

Antes y después	Durante
<ul style="list-style-type: none">• Limpiar y desinfectar el área donde se realizará la toma de temperatura y el termómetro.• Lavarse las manos con agua y jabón y usar gel desinfectante.<ul style="list-style-type: none">• Colocar el termómetro en el área, por 15 - 30 minutos antes de las mediciones.	<ul style="list-style-type: none">• Mantener la sana distancia (1.5 m) con la persona a quien se mide la temperatura y observar si presenta síntomas de infección respiratoria.<ul style="list-style-type: none">• Usar el termómetro de acuerdo a las indicaciones del fabricante.• Si la temperatura medida es anormal y adicionalmente presenta síntomas de infección respiratoria (tos, estornudo, dificultad para respirar, dolor intenso muscular, flujo nasal o dolor de cabeza y garganta), no permita el acceso de la persona a sus instalaciones y realice alguna de las siguientes acciones:• Temperatura entre 37 a 38 °C, sugiera atención médica y que la persona regrese a casa.• Temperatura mayor a 38 °C, envíe a la persona al centro de salud más cercano.• Limpiar y desinfectar el termómetro y lavarse las manos frecuentemente.<ul style="list-style-type: none">• Evitar tocar superficies tales como plumas, teléfono celular, llaves.



Secretaría de
Desarrollo
Agroalimentario
y Rural

